

VX 36

Mida las de lentes
de manera fácil
y sencilla






| vx 36

Frontofocómetro automático con medición de la transmisión de luz azul

Esta nueva generación de frontofocómetros mide la transmisión de luz azul y ofrece una interfaz de uso intuitiva que permite realizar mediciones de manera fácil y sencilla.

Automático y sencillo


El VX 36 ofrece lo siguiente:



1

Modo lente

- Este modo permite medir la potencia de las lentes, ya sea montadas o sin recortar.



2

Modo UV con transmitancia de luz azul

- Este modo permite medir la transmitancia de luz en las partes de luz azul (HEV) y ultravioleta del espectro.



3

Pantalla de la lente

- Un modelo con escala 1:1 ayuda a seleccionar el tamaño de lente adecuado y a establecer la DP apropiada.

4

Integración flexible

- La conectividad con dispositivos compatibles es posible a través del wifi o el puerto serie.

Integración con otros equipos Visionix y HCE*

- El panel de gestión permite manejar todos los datos desde dispositivos externos (HCE*/ARK)
- Importación de datos de forma inalámbrica desde otros dispositivos, como el ARK y plataformas a través de la VXBox
- Exportación de los datos de refracción hacia el sistema de HCE con solo tocar un botón

*Historia clínica electrónica



DIMENSIONES:

ANCHO	233 mm
PROFUNDIDAD	203 mm
ALTURA	471 mm
ANCHO	4,5 kg
VOLTAJE	110V-240V AC, 50/60 Hz, 50 VA
NORMAS	CE0120 CLASSE 1M

Cumple con la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/EC

Generale

Monitor con pantalla táctil	800 x 480
Color LCD	LED
Impresora	57 mm Impresora térmica
Alimentación	AC 100-240V 60/50 Hz 35W
Normas	CE LVD

Rango de medición

Rango de potencia	0 - 325 D (paso 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Precisión de potencia	0 - 325 D (paso 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Rango astigmatismo	0 - 310 (paso 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Precisión astigmatismo	0 - 180° (paso 1°)
Rango eje	0 - 310 D (paso 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Paso eje	0 - 20 (paso 0.01)
Precisión eje	42 mm a 82 mm



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

VISIONIX ESPAÑA, S.A.

Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - España

Tel. 93 298 07 37

contact-es@visionix.com

www.visionix.com