

VX 36

Misura il potere delle lenti in modo semplice ed immediato





| vx 36

# Frontifocometro automatico con misurazione della trasmissione della luce blu

Consente di misurare il potere delle lenti in modo semplice ed immediato. La nuova generazione di frontifocometri consente di misurare la percentuale di assorbimento della luce blu offrendo un layout grafico intuitivo per eseguire le misurazioni in modo semplice e immediato.

# Semplice e automatico

VX 36 offre le seguenti funzioni:



1

## Modalità Lenti

- Questa modalità consente di misurare il potere delle lenti, sia su montatura, sia per lenti singole.



2

## Modalità UV per la trasmittanza della luce blu

- Questa modalità consente di misurare la trasmittanza della luce nelle porzioni blu (HEV) e ultravioletta dello spettro di luce.



3

## Visualizzazione delle lenti

- Il modello in scala 1:1 aiuta a scegliere la lente delle dimensioni giuste con la corretta PD.

4


## Integrazione flessibile

- La connessione a dispositivi compatibili è possibile tramite WIFI o porta seriale.

# Interfacciamo con tutta la gamma dei prodotti Visionix e con le EMR\*

- Interfaccia completa per la gestione dati da dispositivi esterni (EMR/ARK)
- Importazione dati wireless da altri dispositivi (come AR/K e frontofocometri) tramite VXbox
- Esportazione dei dati refrattivi nel sistema EMR con il semplice tocco di un pulsante

\*Cartelle cliniche elettroniche



## DIMENSIONI:

LARGHEZZA	233 mm
PROFONDITÀ	203 mm
ALTEZZA	471 mm
PESO	4,5 kg
VOLTAGGIO	110V-240V AC, 50/60 Hz, 50 VA
STANDARD	CE0120 CLASSE 1M

Conformità con la direttiva sui dispositivi medici 93/42/CE

## Generale

Touch Screen	800x480 px
LCD a colori	LED
Stampante	Stampante termica 57 mm
Alimentazione	CA 100-240V 60/50Hz 35W
Standard	CE LVD

## Range di misurazione

Range potere	0 - ±25 D (step 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Precisione potere	0 - ±25 D (step 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Range astigmatismo	0 - ±10 (step 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Precisione astigmatismo	0 - 180° (step 1°)
Range assi	0 - ±10 (step 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)
Step assi	0 - 20 (step 0.01)
Precisione assi	da 42mm a 82mm



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

**VISIONIX ITALIA SRL**

Via dei Pioppi 18 - 20024 Garbagnate M.se - Mi-  
Tel 02.55413251/221 - Fax 02.55413243  
contact-it@visionix.com

[www.visionix.com](http://www.visionix.com)